



ワークする抗体でサンドする



# サンドウィッチ ELISAキャンペーン

対象 ELISA 約90品目  
キャンペーン番号 1805

キャンペーン期間 2018年9月3日(日)～  
2018年11月30日(日)

9月 → 10月 → 11月

希望販売価格 74,000 円のところ、11月末までたっぷり3か月

1キット **47,000円!**  
キャンペーン中の参考価格

キットの外装が新しくなりました!  
エレガントな色調と、開け閉めしやすい




マグネット式の蓋を採用

こだわりのパンでサンドする  
おいしくつくる秘訣です

まるでパン屋さん?

パンがなければ  
サンドウィッチをつくれないうちに、  
抗体があってはじめて、  
ELISAをつくることができます。  
自社で「ワークする抗体」を製造する  
プロテインテックは、たとえば、  
自家製にこだわる  
おいしいパン屋さんかもしれません。

高品質 & 再現性を大切につくる  
抗体メーカープロテインテックが  
厳選した自社抗体でサンドします



Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PGI

商品	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
イチ押し約 20 品目	1 kit (96 assay)	¥93,000	対象外
人気の約 90 品目	1 kit (96 assay)	¥74,000	<b>¥47,000</b>

\*国内在庫の有無 / 納期につきましては、弊社または弊社商品取り扱い販売店まで、お問い合わせください。

リストを今すぐチェック →

セールス / テクニカルサポート



国内販売



ワークする抗体でサンドする

# サンドウィッチ ELISAキャンペーン

対象 **ELISA** 約 **90** 品目

キャンペーン番号 1805

# 47,000円!

キャンペーン中の参考価格

キャンペーン期間 2018年9月3日(月) ~ 2018年11月30日(金)

## プロテインテック ELISA キットの特長

### 自社製造抗体を利用したサンドウィッチ ELISA

- 自社製造抗体をスクリーニングし、最適な抗体ペアを選択
- 完全長タンパク質抗原によって作製された抗体は、三次元構造を認識し、内在性ターゲットタンパク質を確実に高い信頼性で検出
- 血清、血漿、細胞培養上清等、様々なサンプルを測定可能

### 徹底した品質管理

- 各 ELISA キットは、アッセイ内およびアッセイ間の精度を厳密に評価・検証  
アッセイの一貫性を示すデータ (intra / inter アッセイ) とサンプル回収率を示すデータ (添加回収試験) をデータシートに記載
- キットに含まれるスタンダードタンパク質は NIBSC/WHO\* standard を用いてキャリブレーション済み  
\* NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control) は、WHO 標準品を世界に提供する英国の機関です。

### 簡便

- 各キットには、ELISA 実験に必要な、スタンダードタンパク質を含む全ての試薬と溶液が付属
- 96 ウェルマイクロプレートは、キャプチャー抗体をコート済
- 簡単な 3 ステップの検出システム。結果測定は 450 nm の一般的なプレートリーダーを利用可能

## 構成内容

構成品	数量	保存
キャプチャー抗体コート済み 96 well マイクロプレート (8 wells x 12 ストリップ)	1 plate	4°C *1
凍結乾燥スタンダード	2 bottles	
検出抗体 (100X) - 120 µL/vial	1 vial	4°C *1
HRP- 標識抗体 (100X) - 120 µL/vial (ストレプトアビジン-HRP (100X) - 120 µL/vial *2)	1 vial	
サンプル希釈液 - 30 mL/bottle	1 bottle	

構成品	数量	保存
検出抗体希釈液 - 30 mL/bottle	1 bottle	4°C *1
抽出試薬*3 - 30 mL/bottle	1 bottle	
濃縮洗浄バッファー (20X) - 30 mL/bottle	1 bottle	
TMB 基質 - 12 mL/bottle	1 bottle	
反応停止液 - 12 mL/bottle	1 bottle	
プレートカバーシール	3 pieces	

\*1: 弊社からは冷凍品 (-20°C) としてお届けします。到着後は冷蔵 (4°C) で保管してください。

\*2: キットによって含まれる HRP 標識試薬が異なります。

\*3: サンプルに細胞 / 組織ライゼートを用いる場合のみ使用します。付属しないキットもございます。

## 午後から始めて、夕方までには実験完了

手順	試薬	容量	インキュベーション	洗浄	注意事項
1-5	スタンダード / サンプル	100 µL	60~120分間	4回	ウェルをカバーする
6	希釈した検出抗体	100 µL	60分間	4回	ウェルをカバーする
7	HRP 標識試薬	100 µL	40分間	4回	ウェルをカバーする
8	TMB 基質	100 µL	15-20分間	不要	37°C、暗所で静置
9	反応停止液	100 µL	-	不要	-
10	マイクロプレートリーダーで吸光度を測定 (測定: 450 nm、補正用対照波長: 630 nm)				

# ヒトタンパク質 ELISA キット

Proteintech Group, Inc. メーカー略号 : PG

カテゴリ	ターゲット	測定対象	測定サンプル	測定範囲	感度	品番	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格		
CD 分子	CD14	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	125-8000 pg/mL	2.9 pg/mL	KE00104	¥74,000	NEW	¥47,000	
	CD23	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	31.25 - 2000 pg/mL	2.2 pg/mL	KE00107	¥74,000	NEW	¥47,000	
	ICAM-1/CD54	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	46.88-3000 pg/mL	11.1 pg/mL	KE00061	¥74,000		¥47,000	
	PD-1/CD279	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート	125-8000 pg/mL	43 pg/mL	KE00075	¥93,000		キャンペーン対象外	
	PD-L1/CD274	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート	0.156-10 ng/mL	0.04 ng/mL	KE00074	¥93,000		キャンペーン対象外	
ケモカイン	CCL3	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	1.95 - 125 pg/mL	0.06 pg/mL	KE00092	¥74,000		¥47,000	
	CCL5	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	3.9 - 250 pg/mL	0.3 pg/mL	KE00093	¥74,000		¥47,000	
サイトカイン	Adiponectin	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	62.5-4000 pg/mL	24 pg/mL	KE00080	¥74,000		¥47,000	
	CHGA	ヒト	血清, 血漿	125-8000 pg/mL	30 pg/mL	KE00057	¥74,000		¥47,000	
	CRP/C-reactive protein	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.156-10 ng/mL	0.02 ng/mL	KE00004	¥74,000		¥47,000	
	CXCL16	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	0.1 pg/mL	KE00052	¥74,000		¥47,000	
	F12/Factor XII	ヒト	血漿	0.5-32 ng/mL	0.01 ng/mL	KE00034	¥74,000		¥47,000	
	FN1/Fibronectin 1	ヒト	血清, 血漿	125-8000 pg/mL	47.2 pg/mL	KE00039	¥74,000		¥47,000	
	G-CSF	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	0.4 pg/mL	KE00106	¥74,000	NEW	¥47,000	
	GDF-15	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	1.25-40 ng/mL	0.3 ng/mL	KE00108	¥93,000	NEW	キャンペーン対象外	
	GM-CSF	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-250 pg/mL	1 pg/mL	KE00003	¥74,000		¥47,000	
	GMFB	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	125-8000 pg/mL	23.8 pg/mL	KE00001	¥74,000		¥47,000	
	GMFG	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	39-2500 pg/mL	13 pg/mL	KE00087	¥93,000		キャンペーン対象外	
	GRP/Gastrin-releasing peptide	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.313-20 ng/mL	0.03 ng/mL	KE00070	¥93,000		キャンペーン対象外	
	IFNA1/interferon alpha 1	ヒト	血清, 血漿	15.6-1000 pg/mL	1.5 pg/mL	KE00044	¥74,000		¥47,000	
	IFN-gamma/Interferon gamma	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	1 pg/mL	KE00063	¥74,000		¥47,000	
	MCP1/CCL2	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-1000 pg/mL	6.9 pg/mL	KE00091	¥74,000		¥47,000	
	MMP 2	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.625-20ng/ml	0.05 ng/mL	KE00077	¥74,000		¥47,000	
	MMP 13	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	93.8-6000 pg/ml	1.2 pg/mL	KE00078	¥74,000		¥47,000	
	ORM1	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	31.25-2000 pg/mL	0.2 pg/mL	KE00066	¥93,000		キャンペーン対象外	
	SERPINA3	ヒト	血清, 血漿	1-64 ng/mL	0.55 ng/mL	KE00037	¥74,000		¥47,000	
	SNAP25	ヒト	血清, 血漿	15.6-1000 pg/mL	6 pg/mL	KE00031	¥74,000		¥47,000	
	TF/Serotransferrin	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	1.56-1000 ng/mL	0.6 ng/mL	KE00046	¥74,000		¥47,000	
	TGF-beta1	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	15.6-1000 pg/mL	3.3 pg/mL	KE00002	¥74,000		¥47,000	
	TNF-alpha	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	1 pg/mL	KE00068	¥74,000		¥47,000	
	VEGF	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	6.5 pg/mL	KE00085	¥74,000		¥47,000	
	インターロイキン	IL1-beta	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	3.9-250 pg/mL	1.5 pg/mL	KE00021	¥74,000		¥47,000
		IL2	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	3.6 pg/mL	KE00017	¥74,000		¥47,000
IL4		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	2.2 pg/mL	KE00016	¥74,000		¥47,000	
IL6		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	15.6-1000 pg/mL	3.8 pg/mL	KE00007	¥74,000		¥47,000	
IL8		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	1 pg/mL	KE00006	¥74,000		¥47,000	
IL10		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	0.5 pg/mL	KE00012	¥74,000		¥47,000	
IL12 p40		ヒト	細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	3.4 pg/mL	KE00018	¥74,000		¥47,000	
IL12 p70		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	31.25-2000 pg/mL	1.5 pg/mL	KE00019	¥74,000		¥47,000	
IL13		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	62.5-4000 pg/mL	1 pg/mL	KE00020	¥74,000		¥47,000	
IL15		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	3.9 - 250 pg/mL	1.9 pg/mL	KE00102	¥74,000		¥47,000	
IL17A		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	62.5-4000 pg/mL	48 pg/mL	KE00015	¥74,000		¥47,000	
Pre-IL18		ヒト	血清, 血漿	15.6-1000 pg/mL	1.5 pg/mL	KE00025	¥74,000		¥47,000	
IL21		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	2 pg/mL	KE00022	¥74,000		¥47,000	
IL22		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	14.2 pg/mL	KE00008	¥74,000		¥47,000	
IL23		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	3.3 pg/mL	KE00088	¥74,000		¥47,000	
IL27		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	125 - 8000 pg/mL	11 pg/mL	KE00089	¥74,000		¥47,000	
IL28A		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	7.8-500 pg/mL	1 pg/mL	KE00011	¥74,000		¥47,000	
IL28B		ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	0.8 pg/mL	KE00014	¥74,000		¥47,000	
膜タンパク質	IL31	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25 - 2000 pg/mL	7.4 pg/mL	KE00086	¥74,000		¥47,000	
	ST2	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	1.8 pg/mL	KE00055	¥74,000		¥47,000	
	ABCD1	ヒト	血清, 血漿, 細胞ライセート	31.25-2000 pg/mL	6 pg/mL	KE00030	¥93,000		キャンペーン対象外	
	ADAM12	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	0.78-50 ng/mL	0.63 ng/mL	KE00058	¥74,000		¥47,000	
	APOL1	ヒト	血清, 血漿, 尿	0.156-10 ng/mL	0.07 ng/mL	KE00047	¥93,000		キャンペーン対象外	
	CNPY2	ヒト	血清, 血漿, 細胞ライセート	0.156-10 ng/mL	0.01 ng/mL	KE00073	¥93,000		キャンペーン対象外	
	CYCS/Cytochrome c	ヒト	細胞ライセート	78.1-5000 pg/mL	7 pg/mL	KE00079	¥93,000		キャンペーン対象外	
	HER2	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	0.156-10 ng/mL	0.02 ng/mL	KE00053	¥74,000		¥47,000	
	MCAM/CD146	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	62.5-4000 ng/mL	3.8 ng/mL	KE00065	¥74,000	NEW	¥47,000	
	MHC class I	ヒト	血清, 血漿	31.25-2000 pg/mL	19.6 pg/mL	KE00035	¥93,000		キャンペーン対象外	
	N-cadherin	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	46.88-3000 pg/mL	5.6 pg/mL	KE00114	¥74,000	NEW	¥47,000	
	PG II/Pepsinogen	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	1.56-100 ng/mL	0.03 ng/mL	KE00090	¥93,000		キャンペーン対象外	
	PGAs	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.5-32 ng/mL	0.16 ng/mL	KE00084	¥93,000		キャンペーン対象外	
	P-selectin	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	62.5-4000 pg/mL	4.7 pg/mL	KE00064	¥74,000		¥47,000	
	TNFR1	ヒト	血清, 血漿, 尿	3.9-250 pg/mL	0.1 pg/mL	KE00051	¥74,000		¥47,000	
VEGFR-1	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 唾液	62.5-4000 pg/mL	7.8 pg/mL	KE00113	¥74,000	NEW	¥47,000		
神経科学	Fetuin-A	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.313 - 20 ng/mL	0.1 ng/mL	KE00097	¥74,000		¥47,000	
	BDNF	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	12.5 - 80 pg/mL	0.1 pg/mL	KE00096	¥74,000		¥47,000	
肥満研究	INS/Insulin	ヒト	血清, 血漿	7.8 - 500 pmol/L	1.3 pmol/L	KE00045	¥74,000		¥47,000	
	Leptin	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6 - 500 pg/mL	2 pg/mL	KE00095	¥74,000		¥47,000	
細胞生物学	S100B	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	1 pg/mL	KE00103	¥74,000		¥47,000	
血管新生	Angiogenin	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	2 pg/mL	KE00112	¥74,000	NEW	¥47,000	

包装 : 1 kit (96 assay)

www.cosmobio.co.jp

包装：1 kit (96 assay)

**ヒトタンパク質 ELISA キット (つづき)**

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PG

カテゴリ	ターゲット	測定対象	測定サンプル	測定範囲	感度	品番	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
オルガネラタンパク質	GOLM1	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.156 - 10 ng/mL	0.01 ng/mL	KE00111	¥74,000	<b>NEW ¥47,000</b>
	Albumin	ヒト	血清, 血漿, 尿, 唾液, 母乳	50-3200 ng/mL	12 ng/mL	KE00076	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	CY5R3	ヒト	血清, 血漿, 細胞ライセート	31.25-2000 pg/mL	3.5 pg/mL	KE00069	¥93,000	キャンペーン対象外
	ENO2	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.313-20 ng/mL	0.11 ng/mL	KE00050	¥93,000	キャンペーン対象外
	FKBPL	ヒト	血清, 血漿	31.25-2000 pg/mL	7 pg/mL	KE00023	¥93,000	キャンペーン対象外
	HDAC1	ヒト	血清, 血漿	62.5-4000 pg/mL	11 pg/mL	KE00033	¥93,000	キャンペーン対象外
	HSP70	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	31.25-2000 pg/mL	1 pg/mL	KE00059	¥93,000	キャンペーン対象外
	HSP90	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	125-8000 pg/mL	90 pg/mL	KE00054	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IDH1	ヒト	血清, 血漿, 細胞ライセート	62.5-4000 pg/mL	3.3 pg/mL	KE00060	¥93,000	キャンペーン対象外
	JNK	ヒト	細胞ライセート	1.56-100 ng/mL	0.1 ng/mL	KE00072	¥93,000	キャンペーン対象外
	MammaglobinA	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	125-8000 pg/mL	5 pg/mL	KE00071	¥93,000	キャンペーン対象外
	P21	ヒト	細胞ライセート	0.25-16 ng/mL	0.1 ng/mL	KE00049	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	PLA2G1B	ヒト	細胞培養上清, 細胞ライセート	0.094 - 96 ng/mL	0.08 ng/mL	KE00098	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	SERPINE1	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート	0.312-20 ng/mL	0.16 ng/mL	KE00109	¥74,000	<b>NEW ¥47,000</b>
	SMN	ヒト・マウス	組織ライセート, 細胞ライセート	62.5-4000 pg/mL	6 pg/mL	KE00027	¥93,000	キャンペーン対象外
	TDP-43	ヒト	血清, 血漿	62.5-2000 pg/mL	40 pg/mL	KE00005	¥93,000	キャンペーン対象外
Uteroglobin	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	0.156 - 10 ng/mL	0.03 ng/mL	KE00099	¥74,000	<b>¥47,000</b>	

**マウス・ラットタンパク質 ELISA キット**

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PG

カテゴリ	ターゲット	測定対象	測定サンプル	測定範囲	感度	品番	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
サイトカイン	BAFF	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	62.5 - 4000 pg/mL	23.0 pg/mL	KE10026	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	CCL3	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	1.95 - 125 pg/mL	0.03 pg/mL	KE10023	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	CCL5	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	5.7 pg/mL	KE10017	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	CXCL1	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-1000 pg/mL	6.5 pg/mL	KE10019	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	CXCL2	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25 - 500 pg/mL	20.5 pg/mL	KE10022	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	G-CSF	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8 - 500 pg/mL	0.8 pg/mL	KE10025	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	GM-CSF	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	4.7 - 300 pg/mL	1.2 pg/mL	KE10015	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IFN-gamma	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	5.5 pg/mL	KE10001	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL1-alpha	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8 - 500 pg/mL	2.7 pg/mL	KE10024	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL1-beta	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート	7.8-500 pg/mL	1 pg/mL	KE10003	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL2	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	0.5 pg/mL	KE10004	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL4	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	1 pg/mL	KE10010	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL5	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	1 pg/mL	KE10018	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL6	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	3.8 pg/mL	KE10007	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL10	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	2.5 pg/mL	KE10008	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL12 p70	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	2.2 pg/mL	KE10014	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL13	マウス	細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	1.5 pg/mL	KE10021	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL15	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	250-8000 pg/mL	50.2 pg/mL	KE10028	¥74,000	<b>NEW ¥47,000</b>
	IL17A	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	2.6 pg/mL	KE10020	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL21	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	0.5 pg/mL	KE10012	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL27	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25 - 2000 pg/mL	2 pg/mL	KE10016	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	MCP1	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	3.13-200 pg/mL	1.3 pg/mL	KE10006	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	MIF	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	2.3 pg/mL	KE10027	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	TGF-beta1	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	16 pg/mL	KE10005	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	TNF-alpha	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	1 pg/mL	KE10002	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	VEGF	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	2 pg/mL	KE10009	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL1-beta	ラット	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	12.5 pg/mL	KE20005	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	IL2	ラット	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	8.3 pg/mL	KE20002	¥74,000	<b>¥47,000</b>
	TNF-alpha	ラット	細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	7.7 pg/mL	KE20001	¥74,000	<b>¥47,000</b>

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

(希望販売価格) 記載の希望販売価格は2018年9月1日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

(使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

http://www.cosmobio.co.jp/



人と科学のステキな未来へ

**コスモバイオ株式会社**

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —  
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ —  
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル