

自由自在

標識結合/バッファークスタム開始

アザイドフリー 標識結合 高濃度

“プロテインテック = 100%自社製造の抗体メーカー”
だからこそ、柔軟に対応できることがあります。
ご相談ください。自由にカスタム、自在に対応いたします。

- ① 市販のプロテインテック抗体 12,000品目からご希望の品番を指定
- ② 以下のメニューからご希望のカスタム内容をお問い合わせ

NEW! バッファークスタム

NEW! 標識結合サービス

NEW! 濃度変更対応

お見積・お問い合わせください

🔍 抗体検索はホームページへ www.ptglab.co.jp

セールス / テクニカルサポート

国内販売元

プロテインテックとは？

確かな製品をお届けするために



完全自社製造

- ウサギポリクローナル抗体
約 11,000 品目
- マウスモノクローナル抗体
約 1,000 品目



社内データの蓄積

豊富な検証データ、
最適なプロトコルを
ご提供



100%保証

ご利用いただけなかった場合、
交換品対応および
テクニカルサポート




毎ロット検証

ロット毎の性能を
必ずウェスタンブロット検証
再現性の高い抗体を供給

完全自社製造「プロテインテック オリジナル」

- 抗原作製、動物免疫、抗体精製、品質検査に至る全工程を自社工場で実施
- OEM 品の販売、他社への OEM 供給は一切ありません*

※他社では、外注品を自社ブランドとして販売（OEM）する場合があります



siRNA ノックダウンによる抗体特異性検証

約1,500品目
検証済

siRNA を用いた抗体検証実験の例



AKT1 抗体の siRNA 実験検証 (Dr. Eva MartinezBalibrea)。
赤：AKT1 (使用抗体 品番：10176-2-AP)
緑：チューブリン



shRNA またはコントロールで処理した A549 細胞の TDP43(TARDBP) 発現。
使用抗体 品番：10782-2-AP
Data provided by Angran Biotech (www.miRNAlab.com)



納期もウルトラ迅速です!

12,000 品目国内在庫しています。

コスモ・バイオオリジナルキャラクター「コウタイガー」
2017年9月から活動中!



ワークする抗体
ptglab.co.jp

抗体商品の検索方法

1. ターゲット名を検索 www.ptglab.co.jp



2. 商品がリストアップ

引用文献数、交差種、アプリケーションを
ご覧いただけます。



3. 詳細画面へ



4. 検証データ/使用文献



一次抗体 約 12,000 品目 / 二次抗体 約 25 品目

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PGI

品名	品目数	品番	包装	希望販売価格	納期目安	在庫状況	
一次抗体	通常サイズ	約 12,000 品目	Web 検索	150 μ L	¥ 64,000	最短翌営業日	国内在庫あり
	トライアルサイズ	約 10,000 品目	Web 検索	20 μ L	¥ 23,000	1 週間程度	国内在庫なし 輸入手配必要
二次抗体	約 25 品目	Web 検索	100 μ L	¥ 5,000	最短翌営業日	国内在庫あり	

蛍光/酵素標識そろえています

クーポン付

タグ/コントロール抗体 約 60 品目

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PGI

品名	品目数	品番	包装	希望販売価格	納期目安	在庫状況
タグ抗体	約 20 品目	裏面リスト	150 μ L (HRP標識: 100 μ L)	¥ 29,000	最短翌営業日	国内在庫あり
コントロール抗体	約 40 品目	裏面リスト	150 μ L (HRP標識: 100 μ L)	¥ 29,000	最短翌営業日	国内在庫あり

ベストプライス

裏面のリストをチェック

好評につき
再開しました！

クーポンゲットは、2通りの方法！

プロテインテック一次抗体の 30%OFF クーポンをもらおう！



対象品

希望販売価格

クーポン適用時 参考価格

一次抗体 (150 µL)

¥64,000 → ¥44,800

タグ / コントロール抗体 (150 µL)

¥29,000 → ¥20,300

① トライアルサイズを購入


- WEB フォームで必要事項を記入してクーポンお受け取りのお申し込みをしてください。
- 1 日程度で、次回購入時にお使い頂ける「クーポンコード」をメールでお送り致します。

一次抗体の比較表

	トライアルサイズ	通常サイズ
品目数	約 10,000 品目	約 12,000 品目
希望販売価格	¥23,000	¥64,000
包装	20 µL	150 µL
納期 / その他	・輸入手配の為、納期 1 週間程度 ・購入者限定クーポン特典	・即納可能、全品目国内在庫あり

※ 一部、トライアルサイズでの取り扱いをしていない品目は、通常サイズをご検討ください。
※ トライアルサイズは、バッファー中に 0.05%BSA を含みます。通常サイズは BSA を含みません。

トライアルサイズがある品目は、
以下のアイコンが表示されます。



クーポン申し込みは、
日本語ホームページへ

www.ptglab.co.jp/promotions

② 「プロテインテック E ニュース」登録

クーポンのもらい方 Eメール配信ニュース登録方法

- 右記の QR コードからフォームを開き、必要事項を記入して送信してください。
QR コードを読み込めない方は、下記の URL にアクセスしてください。
プロテインテック社 URL www.ptglab.co.jp/promotions
- 1 日程度で、ご登録のメールアドレスに「クーポンコード」をお届けします。



新規抗体情報、技術情報、
キャンペーン情報を配信致します。



クーポンコードの使い方について

利用方法：コスモ・バイオ販売店に、ご希望の品番と「クーポンコード」をお伝えください。
利用期間：約 1 カ月（案内するメールに記載）
利用回数：お一人様 1 回・1 本限り
対象品：プロテインテック一次抗体 150 µL サイズ限定

本キャンペーン自体または本キャンペーンで提供する割引クーポンの内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

自由自在

カスタムメニュー

STEP 1 カスタムをご希望の品番を選択

STEP 2 ご希望のカスタム内容を選択

■ 標識結合カスタム

- 結合可能な色素/酵素：HRP, Biotin, FITC, YF488, YF594
- 最小購入単位：5 vial (150 μ L x 5 vial)
- 価格：お問い合わせください
- 納期：1~2ヶ月程度
- 備考：バッファー組成 PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3

■ バッファークスタム

- カスタム内容：アザイドフリー/グリセロール抜き (PBSのみ)
 - 最小購入単位：5 vial (150 μ L x 5 vial)
 - 価格：お問い合わせください
 - 納期：1~2ヶ月程度
- [参考] 通常のプロテインテック抗体バッファー構成
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.


■ 高濃度カスタム

- カスタム内容：>0.5 mg/ml
 - 最小購入単位：5 vial
 - 価格：お問い合わせください
 - 納期：1~2ヶ月程度
 - 備考：バッファー変更、アザイドフリー/グリセロール抜き対応可能。
- ウサギポリクローナル抗体：0.5-1 mg/mL
マウスモノクローナル抗体：>1 mg/mL
- [参考] 通常のプロテインテック抗体濃度
50 μ g~150 μ g / 150 μ L (アフィニティ精製済み)

STEP 3 以下のウェブフォームまたはEメールでお問い合わせ

フォーム：<http://www.ptglab.co.jp/promotions/bulk-order-promotion/>

Eメール：proteintech-jp@ptglab.co.jp



タグ抗体 ¥29,000均一 **ベストプライス**

ターゲット	抗体タイプ	適用	標識	品番	文献数
6XHis, His-Tag	Mouse Mono	ELISA, IF, IP, WB		66005-1-IG	86
	Mouse Mono	ELISA, WB	HRP	HRP-66005	8
DYKDDDDK (Flag® tag)	Mouse Mono	ELISA, IF, IP, WB		66008-2-IG	21
	Mouse Mono	ELISA, WB	HRP	HRP-66008	-
	Rabbit Poly	ELISA, Co-IP, IF, IP, WB		20543-1-AP	24
GFP tag	Mouse Mono	ELISA, IF, IP, WB		66002-1-IG	61
	Mouse Mono	ELISA, WB	HRP	HRP-66002	-
	Rabbit Poly	ELISA, IF, IHC, IP, WB		50430-2-AP	79
GST Tag	Mouse Mono	ELISA, IP, WB		66001-2-IG	-
	Mouse Mono	ELISA, WB	HRP	HRP-66001	-
	Rabbit Poly	ELISA, IP, WB, FC		10000-0-AP	32

ターゲット	抗体タイプ	適用	標識	品番	文献数
HA tag	Mouse Mono	ELISA, IF, IP, WB		66006-1-IG	18
	Rabbit Poly	ELISA, IF, IP, WB		51064-2-AP	45
MBP tag	Mouse Mono	ELISA, IF, IP, WB		66003-1-IG	4
	Rabbit Poly	ELISA, WB		15089-1-AP	3
MYC tag	Mouse Mono	ELISA, IF, IP, WB		60003-2-IG	9
	Rabbit Poly	ELISA, IF, IP, WB		16286-1-AP	12
S1 tag	Mouse Mono	ELISA, WB		66165-1-IG	-
V5 tag	Mouse Mono	ELISA, IP, WB		66007-1-IG	3
	Rabbit Poly	ELISA, IP, WB		14440-1-AP	-

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PGI 包装：150 µL (HRP で始まる品番：100 µL)

コントロール抗体 ¥29,000均一 **ベストプライス**

ターゲット	抗体タイプ	交差種	適用	標識	品番	文献数
ATP1A1	Rabbit Poly	human, mouse, rat	ELISA, IHC, IP, WB		14418-1-AP	11
ATP1A1-Specific	Rabbit Poly	human, mouse	ELISA, FC, IF, IHC, WB		55187-1-AP	2
beta Actin	Rabbit Poly	human, monkey, mouse, rat, hamster, zebrafish	ELISA, IF, IHC, WB		20536-1-AP	150
	Mouse Mono	human, mouse, rat, <i>a. sphaerocephala krasch</i> , bovine, <i>c. tubulosa</i> , cat, chicken, drosophila, duck, eels, eelworm, <i>gekko japonicus</i> , hamster, orange-spotted grouper, ostrich, pig, plant, rabbit, rare minnows, rice, sheep, yeast, zebrafish	ELISA, FC, IF, IHC, WB		60008-1-IG	827
	Mouse Mono	human, monkey, mouse, pig, rat, goat, hamster, zebrafish, chicken, drosophila	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB		66009-1-IG	221
alpha Tubulin	Mouse Mono	human, mouse, plant, rat, zebrafish	ELISA, WB	HRP	HRP-60008	6
	Rabbit Poly	human, mouse, rat	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB		11224-1-AP	111
	Rabbit Poly	human, mouse, rat	ELISA, WB, IHC, IF		14555-1-AP	1
	Mouse Mono	human, mouse, rat, dog, rice, silkworm	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB		66031-1-IG	65
beta Tubulin	Mouse Mono	human, mouse, rat	ELISA, WB	HRP	HRP-66031	3
	Rabbit Poly	human, mouse, rat, zebrafish	ELISA, IF, IHC, IP, WB		10068-1-AP	21
	Rabbit Poly	human, mouse, rat, hamsters	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB, CO-IP		10094-1-AP	50
gamma tubulin	Mouse Mono	human, mouse, rat, dog	ELISA, IF, IHC, WB		66240-1-IG	9
	Mouse Mono	human, mouse, rat, dog	ELISA, IF, IHC, WB		66320-1-IG	-
BrdU	Mouse Mono	human, mouse, rat	ELISA, IF, IHC		66241-1-IG	6
COX4I2	Rabbit Poly	human, mouse, rat	ELISA, IF, IHC, IP, WB		11463-1-AP	8
COXIV	Rabbit Poly	human, mouse, rat, swine	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB		11242-1-AP	48
	Mouse Mono	human	ELISA, WB, IHC, IF, FC		66110-1-IG	-
GAPDH	Rabbit Poly	human, mouse, rat, arabidopsis, corn, monkey, mussel, oriental river prawns, pig, Rabbit, sea cucumbers, silkworm, swine, tree shrews, yeast, zebrafish	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB		10494-1-AP	617
	Mouse Mono	beagle, human, mouse, rat, cow, <i>cyprinus carpio</i> , eelworm, fish, hamster, monkey, moth, pig, plant, porcine müller, swine, tree shrews, <i>xenopus laevis</i> , yeast, zebrafish	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB		60004-1-IG	798
	Mouse Mono	human, mouse, rat, hamsters, plant, zebrafish	ELISA, WB	HRP	HRP-60004	36
Histone-H3	Rabbit Poly	human, mouse, rat, <i>xenopus laevis</i>	ELISA, IF, IHC, WB		17168-1-AP	61
Lamin A/C	Rabbit Poly	human, mouse, rat, duck	ELISA, FC, IF, IP, WB		10298-1-AP	23
Lamin B1	Rabbit Poly	human, mouse, rat, hamster, swine	ELISA, CHIP, FC, IF, IHC, IP, WB		12987-1-AP	106
	Mouse Mono	human, mouse, rabbit, rat	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB		66095-1-IG	22
PCNA	Rabbit Poly	human, mouse, rat, zebrafish	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB		10205-2-AP	98
	Mouse Mono	human, mouse, pig, rat	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB		60097-1-IG	11
TBP	Rabbit Poly	human, mouse, rat	ELISA, IF, IHC, IP, WB		22006-1-AP	14
	Mouse Mono	human, mouse, pig, rat	ELISA, IF, IHC, IP, WB, FC		66166-1-IG	1
Transferrin	Rabbit Poly	human, mouse, rat	ELISA, IF, IHC, WB		17435-1-AP	5
	Mouse Mono	human	ELISA, WB, IHC		66171-1-IG	-
VDAC1/Porin	Rabbit Poly	human, mouse, <i>pieiris rapae</i> , rat	ELISA, IF, IHC, IP, WB		10866-1-AP	32
	Rabbit Poly	human, mouse, rat	ELISA, FC, IHC, IP, WB, CO-IP		55259-1-AP	3
	Mouse Mono	human, mouse, rat	ELISA, IHC, WB		66345-1-IG	-
Vinculin	Mouse Mono	human, mouse, pig, rat	ELISA, FC, IF, IHC, WB		66305-1-IG	2
YY1	Rabbit Poly	human, mouse, rat	ELISA, IHC, IP, WB		22156-1-AP	2
	Mouse Mono	human, monkey, mouse, rat	ELISA, IF, IHC, IP, WB		66281-1-IG	2

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PGI

包装：150 µL (HRP で始まる品番：100 µL)

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

希望販売価格 記載の希望販売価格は2018年3月1日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

使用範囲 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

http://www.cosmobio.co.jp/



人と科学のステキな未来へ

コスモバイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623

— 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル