

『2023年々アプリケーション応援割』開始！

プロテインテック
20%OFF
キャンペーン

キャンペーン期間

2022.12.1 木

▶2023.2.28 火

キャンペーン番号：2227

WB IHC ELISA
20%OFF IF FC

抗体 & 免疫アッセイ

- 一次抗体 通常サイズ
- 二次抗体
- ELISA キット
- IHCeasy キット
- FlexAble 抗体標識キット
- 磁気ビーズ細胞分離システム

20%OFF 細胞培養

HumanKine®

- 標準研究グレード
サイトカイン & 増殖因子

IP タンパク質精製
20%OFF イメージング

ChromoTek VHH (Nanobody®) 試薬

- Nano-Trap (免疫沈降用)
- Nano-Secondary® (高解像度 & 低バックグラウンドな二次抗体)
- Chromobody® (生細胞イメージング)
- その他 ChromoTek 製品





一次抗体 150 μL 包装

約 13,000 品目の品揃え



オリジナル

製品の一貫性と
サポートのために、
完全自社製造体制を採用



国内在庫あり

迅速な納期のために
一次抗体 通常サイズ
約 13,000 品目を国内在庫



交換保証

ご利用いただけなかった場合、
交換品対応および
テクニカルサポート

アプリケーション

WB

IHC

IF

IP

FC



Proteintech Group, Inc.

メーカー略号：PGI

商品	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
通常サイズ *1	150 μL	¥76,000	20% OFF ¥60,800
トライアルサイズ *2	20 μL	¥32,000	15% OFF ¥27,200 *3

〔納期〕 *1. 最短翌営業日 *2. 約 1 週間 *3. キャンペーン番号：2228 キャンペーン期間：2022.12.1~2023.2.28

国内在庫あり！

納期は約 1 週間！
トライアルもお得！

🔍 プロテインテック



二次抗体

ラインアップが増えました

『使いやすい』フォーマット

- ✓ 液体フォーマット
- ✓ グリセロールバッファー（-20℃の冷凍庫で凍らず便利!）
- ✓ お手頃な小サイズ「200 μL」で販売

『もっと選べる』ラインアップ

- ✓ 10 種類のターゲット動物種
- ✓ 酵素標識、蛍光標識、ビオチン標識
- ✓ ベーシックな IgG (H+L) 抗体 & IgG 軽鎖／重鎖特異的抗体
- ✓ 新登場！ 大サイズ「500 μL」 / 「1 mL」も選べます。

ターゲット動物種


- ✓ Anti-mouse
- ✓ Anti-rabbit
- ✓ Anti-goat
- ✓ Anti-rat
- ✓ Anti-human
- ✓ Anti-chicken
- ✓ Anti-guinea pig
- ✓ Anti-horse
- ✓ Anti-sheep
- ✓ Anti-porcine

標 識

- ✓ AMCA
- ✓ ALP
- ✓ Biotin
- ✓ CoraLite® 488
- ✓ CoraLite® 594
- ✓ CoraLite® 647
- ✓ Cy3
- ✓ FITC
- ✓ HRP
- ✓ PE
- ✓ RITC

アプリケーション

- ✓ Western Blot (WB)
- ✓ Immunofluorescence (IF)
- ✓ Immunohistochemistry (IHC)
- ✓ ELISA
- ✓ Flow Cytometry (FC)



使いやすく、もっと選べる！二次抗体シリーズ

交差種	標識	免疫動物	品名	アプリケーション	品番
Mouse	HRP	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-1
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-8
		Goat	Anti IgG1 Fc γ	ELISA, WB	SA00012-1
		Goat	Anti IgG2a Fc γ	ELISA, WB	SA00012-2
		Goat	Anti IgG2b Fc γ	ELISA, WB	SA00012-3
		Goat	Anti IgG2c Fc γ	ELISA, WB	SA00012-4
		Goat	Anti IgG3 Fc γ	ELISA, WB	SA00012-5
		Goat	Anti IgG Fc γ	ELISA, WB	SA00001-1-A
		Rabbit Mono	Anti IgG κ Light Chain	ELISA, WB	SA00001-19
		Goat	Anti IgA (α)	ELISA, WB	SA00012-7
		Goat	Anti IgM μ Chain	ELISA, WB	SA00012-6
		Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00002-1
	ALP	Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00002-4
	AMCA	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00010-1
	FITC	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00003-1
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00003-9
	Cy3	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00009-1
	RITC	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00007-1
	PE	Donkey	Anti IgG Fc γ	IF, FC	SA00008-9
	CL488	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00013-1
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00013-5
		Rabbit Mono	Anti IgG κ Light Chain	IF	SA00014-3
	CL594	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00013-3
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00013-7
		Rabbit Mono	Anti IgG κ Light Chain	IF	SA00014-2
	CL647	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00014-10
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00014-8
	Biotin	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB, IHC	SA00004-1
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB, IHC	SA00004-9
Rabbit	HRP	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-2
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-9
		Mouse	Anti IgG light chain	ELISA, WB	SA00001-7L
	ALP	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00002-2
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00002-5
	AMCA	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00010-2
	FITC	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00003-2
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00003-8
	Cy3	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00009-2
	RITC	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00007-2
	PE	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00008-2
	CL488	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00013-2
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00013-6
	CL594	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00013-4
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00013-8
	CL647	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00014-9
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00014-7
	Biotin	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB, IHC	SA00004-2
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB, IHC	SA00004-11

【交差種】
 Mouse : マウス Rabbit : ウサギ Goat : ヤギ Sheep : ヒツジ
 Rat : ラット Human : ヒト Guinea Pig : モルモット Equine : ウマ
 Porcine : ブタ Chicken : ニワトリ
 【免疫動物】
 Goat : ヤギ Donkey : ロバ Rabbit : ウサギ
 Rabbit Mono : ウサギ組換えモノクローナル Mouse : マウス
 【標識】
 CL488 : CoraLite® 488 CL594 : CoraLite® 594 CL647 : CoraLite® 647

交差種	標識	免疫動物	品名	アプリケーション	品番
Goat	HRP	Rabbit	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-4
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-3
	ALP	Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00002-3
	AMCA	Rabbit	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00010-4
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00010-3
	FITC	Rabbit	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00003-4
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00003-3
	Cy3	Rabbit	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00009-4
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00009-3
	PE	Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00008-3
	RITC	Rabbit	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00007-4
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC, WB	SA00007-3
	Biotin	Rabbit	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB, IHC	SA00004-4
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB, IHC	SA00004-3
Sheep	HRP	Rabbit	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-16
Rat	HRP	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-15
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-10
	ALP	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00002-9
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00002-6
	FITC	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00003-11
	RITC	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00007-7
Human	HRP	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-17
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-11
	ALP	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00002-8
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00002-7
	FITC	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC, WB	SA00003-12
	RITC	Goat	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00007-10
		Donkey	Anti IgG (H+L)	IF, FC	SA00007-11
	Biotin	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB, IHC	SA00004-6
		Donkey	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB, IHC	SA00004-10
Guinea Pig	HRP	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-12
Equine	HRP	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-13
Porcine	HRP	Goat	Anti IgG (H+L)	ELISA, WB	SA00001-5
Chicken	HRP	Rabbit	Anti IgY	ELISA, WB	SA00001-6
		Donkey	Anti IgY	ELISA, WB	SA00001-14

Proteintech Group, Inc. メーカー略号 : PG1

標識二次抗体	標識	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
小サイズ	酵素	200 μL	¥15,000-	¥12,000
	蛍光	200 μL	¥15,000-	¥12,000
	ビオチン	200 μL	¥15,000-	¥12,000
大サイズ	蛍光	500 μL	¥24,000-	¥19,200
	酵素	1 mL	¥43,000-	¥34,400
	ビオチン	1 mL	¥43,000-	¥34,400

プロテインテック 二次抗体




IHC^{イージー} キット

免疫組織化学 (IHC) 染色をより「easy」に！


IHCeasy キットは、希釈済みの一次抗体と二次抗体、その他免疫組織化学 (IHC) 染色に必要な試薬 (洗浄バッファー、賦活化試薬、ブロッキングバッファー等) がセットになったキットです。ホルマリン固定パラフィン包埋 (FFPE) 組織のヒトサンプルへの適用を検証済みです。マウスやラットサンプル適用の製品もございます。

初めての IHC ですぐに結果を出したい方におすすめ！

IHCeasy に含まれる試薬とプロトコールは最適化済みのため、再現性の高い結果を実現します。必要な試薬がセットになっているため、試薬の選定に時間を割く必要がありません。



ヒト結腸組織の KRT20 染色像 (品番：KHC0034)



マウス膵臓組織の Insulin 染色像 (品番：KHC0004)

初めてでも「easy」なキット仕様

希釈済みの試薬は、ドロPPERボトル入り！

単純な操作でストレスなく実験を行えます。



キット構成内容

※コントロールスライドは付属しません。


- ✓ 抗原賦活化試薬*1
- ✓ 洗浄バッファー*1
- ✓ ブロッキングバッファー*2
- ✓ 一次抗体*2
- ✓ 二次抗体*2
- ✓ 発色剤
- ✓ シグナル増強剤*2
- ✓ 対比染色剤*2
- ✓ マウンティング剤

*1：要希釈

*2：ドロPPERボトル入り

イラストが豊富なプロトコール！

イメージしやすく、読み間違いや見落としを軽減します。



幅広い研究分野をカバー

免疫学

神経科学

がん

上皮間葉転換 (EMT)

エピジェネティクス

シグナル伝達

腎臓研究 / 腎臓病

脂肪組織

480 品目以上！ 50 テスト分を一律価格でご提供

Proteintech Group, Inc.

メーカー略号：PGI

品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
KHCXXXX*1	1 kit (50 test)	¥118,000	¥94,400



*1 品番はプロテインテックの Web サイトをご覧ください。

🔍 IHCeasy キット

20%
OFF

ELISA キット

プロテインテックの ELISA キットは、タンパク質、サイトカイン、増殖因子、ケモカインの測定、SARS-CoV-2 関連タンパク質および抗体の検出に使用できます。

- ✓ 迅速かつ簡便な操作性
- ✓ 血清、血漿、細胞ライセート上清等で使用可能
- ✓ 高感度で広い測定範囲
- ✓ 一貫性のある結果を示す高い再現性
- ✓ 便利なストリップウェルプレート



Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PGI

商品	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
定番の 約 250 品目	1 kit (96 assay)	¥96,000-	¥76,800
その他 約 80 品目	1 kit (96 assay)	¥121,000-	¥96,800

🔍 プロテインテック ELISA

20%
OFF

磁気ビーズ細胞分離システム

特定の細胞集団を特性解析等のアプリケーションに使用する場合、末梢血単核細胞 (PBMC: Peripheral Blood Mononuclear Cells) や全血等の不均一な細胞集団から目的細胞を分離する必要があります。

プロテインテックは、高い特異性と親和性を示す抗体を超常磁性ポリスチレン粒子 (磁気ビーズ) に共有結合させた磁気ビーズ細胞分離システムを開発しました。細胞懸濁液を「細胞分離磁気ビーズ」とインキュベーションするだけで、細胞除去および細胞分離が可能です。

製品の種類

「単一抗体」または「抗体カクテル」を利用した 3 種類の製品を提供中

磁気ビーズ

抗体
高い親和性の抗体を共有結合させた「抗体結合磁気ビーズ」
磁気ビーズ

磁気ビーズキット

「ビオチン標識抗体」と「ストレプトアビジン結合磁気ビーズ」のセット
ビオチン標識抗体 + ストレプトアビジン磁気ビーズ

アイソレーションキット


「ビオチン標識抗体カクテル」と「ストレプトアビジン結合磁気ビーズ」のセット
ビオチン標識抗体カクテル + ストレプトアビジン磁気ビーズ

主にポジティブセクション*1 に利用
(単一抗体を使用)

主にネガティブセクション*2 に利用
(抗体カクテルを使用)

細胞分離ワークフロー

『磁気ビーズ (抗体結合磁気ビーズ)』を使用した例



*1 ポジティブセクション: 特定細胞を捕捉して分離する方法。マグネットを用いて特定細胞を回収します。

*2 ネガティブセクション: 特定細胞を捕捉し除去することで、それ以外の細胞を分離する方法。マグネットで不要細胞を捕捉し、それ以外の細胞を上清から回収します。

品番とキャンペーン中の参考価格は、
プロテインテックの Web サイトをご覧ください。

🔍 磁気ビーズ細胞分離 プロテインテック




FlexAble 抗体標識キット いつでも、どれでも、何色でも

『FlexAble (フレクサブル)』は、『高親和性リンカー』を使用するタイプの新しい抗体標識キットです。


- ✓ 全サプライヤーの一次抗体に適用可能
- ✓ 抗体濃度やバッファー組成に関係なく標識可能
- ✓ 所要時間はわずか 10 分!
- ✓ 最低 0.5 µg の抗体を標識可能
- ✓ 専用装置不要
- ✓ 1 キット (50 rxn) で最大 50 種類の抗体を標識

使用例



ヒト腎臓 FFPE 組織の免疫蛍光染色

黄色: FlexAble CoraLite Plus 550 Kit (品番: KFA002) で標識した Calbindin 抗体 (品番: 14479-1-AP)
マゼンタ: FlexAble CoraLite Plus 650 Kit (品番: KFA023) で標識した ACE2 抗体 (品番: 66699-1-Ig)
緑: CoraLite®488 標識 Podocalyxin 抗体 (品番: CL488-18150)
青: DAPI



PFA 固定 HeLa 細胞の免疫蛍光染色


黄色: FlexAble CoraLite Plus 550 Kit (品番: KFA002) で標識した COXIV 抗体 (品番: 11242-1-AP)
マゼンタ: FlexAble CoraLite Plus 650 Kit (品番: KFA003) で標識した GM130 抗体 (品番: 11308-1-AP)
青: DAPI
撮影: 共焦点顕微鏡 100x 油浸対物レンズ

様々な抗体と組み合わせて、
マルチプレックス (多重) 染色が可能

- 本製品で標識された複数の抗体
- 市販の標識済み一次抗体
- 同一の免疫動物由来の一次抗体

キット原理・特長

FlexAble 抗体標識キットは、高い親和性を示す '非' 共有結合性の『FlexLinker (フレックスリンカー)』を用いて抗体を標識します。FlexLinker は、抗体と数分以内で強く結合し、強固な結合を維持します。抗体と結合しなかった FlexLinker は『FlexQuencher (フレックスクエンチャー)』を添加することで無効化 (中和/遮断) されます。



FlexAble 抗体標識キットは、ウサギ IgG 用とマウス IgG1 用の 2 種類をラインアップしています。

標識する蛍光色素	品番 (ウサギ IgG 用)	品番 (マウス IgG1 用)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
CoraLite® 488	KFA001	KFA021	10 rxn	¥22,000	¥17,600
CoraLite Plus 550	KFA002	KFA022	50 rxn	¥101,000	¥80,800
CoraLite Plus 650	KFA003	KFA023	200 rxn	¥214,000	¥171,200
CoraLite Plus 750	KFA004	KFA024			

Proteintech Group, Inc.

メーカー略号: PGI

フレクサブル プロテインテック

標準研究グレード

cGMP グレード*

ヒト細胞発現ヒト組換えタンパク質



humankine®

『HumanKine® (ヒューマンカイン)』は、HEK293 細胞発現の組換えタンパク質 (リコンビナント) です。ヒト細胞を用いて 発現されたタンパク質であり、翻訳後修飾や糖鎖付加が適切に行われ、優れた活性と安定性を示します。プロテインテックは、2020 年に ISO 13485 認証を取得し、「標準研究グレード」の他に、「cGMP グレード」の製品も提供可能です。



ヒューマンカインの特長

cGMP グレード製品も
利用可能ヒトネイティブ型の
コンフォメーション
& 糖鎖修飾

高純度

ヒト細胞 (HEK293)
発現系

アニマルフリー



高活性

「本物」の
ヒトタンパク質タグフリー
& ゼノフリー
& エンドキシンフリー原産国 :
米国 (USA)

品名	品番	活性 (EC 50)
Activin A	HZ-1138	0.5-3.5 ng/mL
beta NGF	HZ-1222	≤ 3 ng/mL
BMP-2	HZ-1128	7.5-37.5 ng/mL
BMP-4	HZ-1045	1.5-9 ng/mL
BMP-7	HZ-1229	<100 ng/mL
CNTF	HZ-1331	2.75-14 ng/mL
Cystatin C	HZ-1211	0.5-2.6 µg/mL
DKK-1	HZ-1314	7-70 ng/mL
EGF	HZ-1326	0.1-0.6 ng/mL
EPO	HZ-1168	0.28-1.4 ng/mL
FGF-1	HZ-1327	0.5-2.5 ng/mL
FGF-4	HZ-1218	≤ 1.25 ng/mL
FGF-7 (KGF)	HZ-1100	4-20 ng/mL
FGF-8b	HZ-1103	≤ 10 ng/mL
FGF-9	HZ-1329	2-11 ng/mL
FGF-19	HZ-1330	50-300 ng/mL
FGF Basic-TS	HZ-1285	0.05-0.4 ng/mL
FLT3 Ligand	HZ-1151	0.4-3.0 ng/mL
G-CSF	HZ-1207	0.009-0.05 ng/mL
GDNF	HZ-1311	≤ 10 ng/mL
GM-CSF	HZ-1002	0.08-0.8 ng/mL
HGF	HZ-1084	5-25 ng/mL
HGH	HZ-1007	0.02-0.120 ng/mL
HSA	HZ-3001	-
IFN alpha 2A	HZ-1066	≤ 0.4 ng/mL

品名	品番	活性 (EC 50)
IFN alpha 2B	HZ-1072	≤ 0.12 ng/mL
IFN beta	HZ-1298	0.015-0.08 ng/mL
IFN gamma	HZ-1301	0.02-0.14 ng/mL
IGF-1	HZ-1322	2-14 ng/mL
IL-1 alpha	HZ-1320	0.075-0.375 ng/mL
IL-1 beta	HZ-1164	≤ 0.05 ng/mL
IL-2	HZ-1015	0.05-0.35 ng/mL
IL-3	HZ-1074	0.4-2.0 ng/mL
IL-4	HZ-1004	0.07-0.4 ng/mL
IL-5	HZ-1324	0.2-0.9 ng/mL
IL-6	HZ-1019	<0.5 ng/mL
IL-7	HZ-1281	0.2-1.4 ng/mL
IL-8	HZ-1318	-
IL-9	HZ-1240	0.1-0.6 ng/mL
IL-10	HZ-1145	0.18-2 ng/mL
IL-12	HZ-1256	1-5 ng/mL
IL-12 beta	HZ-1321	-
IL-15	HZ-1323	0.07-0.37 ng/mL
IL-17A	HZ-1113	0.24-1.2 ng/mL
IL-17F	HZ-1116	4.5-22.5 ng/mL
IL-21	HZ-1319	0.25-1.25 ng/mL
IL-22	HZ-1325	0.045-0.225 ng/mL
IL-23	HZ-1254	≤ 4 ng/mL
IL-27	HZ-1275	≤ 12 ng/mL
IL-28A	HZ-1235	0.01-0.06 ng/mL

品名	品番	活性 (EC 50)
IL-28B	HZ-1245	0.07-0.35 ng/mL
IL-29	HZ-1156	0.12-0.6 ng/mL
IL-34	HZ-1316	-
LEFTY-1	HZ-1109	≤ 2.5 µg/mL
LIF	HZ-1292	≤ 1 ng/mL
M-CSF	HZ-1192	0.7-4.0 ng/mL
Noggin	HZ-1118	1.5-15 ng/mL
OSM	HZ-1030	0.1-1.5 ng/mL
PDGFaa	HZ-1215	≤ 10 ng/mL
PDGFbb	HZ-1308	0.3-3.0 ng/mL
Pleiotrophin-PTN	HZ-1278	-
prolGF-II	HZ-1161	≤ 50 ng/mL
R-Spondin-I	HZ-1328	4-20 ng/mL
SCF	HZ-1024	15-85 ng/mL
Sonic Hedgehog-SHH	HZ-1306	≤ 350 ng/mL
TGF beta 1	HZ-1011	≤ 0.5 ng/mL
TGF beta 2	HZ-1092	0.018-0.18 ng/mL
TGF beta 3	HZ-1090	0.14-0.75 ng/mL
Thrombin-Coagulation Factor II	HZ-3010	-
Thrombopoietin	HZ-1248	≤ 5 ng/mL
TNF alpha	HZ-1014	0.002-0.026 ng/mL
Transferrin	HZ-1317	75-400 ng/mL
VEGF121	HZ-1204	≤ 15 ng/mL
VEGF165	HZ-1038	0.3-3.75 ng/mL
Wnt3A	HZ-1296	2-17 ng/mL

* cGMP グレード製品は、都度見積品のためキャンペーン対象外となります。


ご希望の容量に応じて、納期確認の上お見積りいたしますので、お近くの販売代理店にお問い合わせください。

🔍 ヒューマンカイン



VHH 抗体とは？

VHH 抗体 (Variable domain of Heavy chain of Heavy chain antibody) は、Nanobody® としても知られるラクダ科動物の「重鎖抗体 (Heavy chain antibody)」に由来する抗原結合ドメイン (可変領域、Variable domain) です。一般的な抗体と比べて、10 分の 1 程度とサイズが小さく、高い特異性と親和性を示すことで知られます。



ラクダ科動物のユニークな重鎖抗体・VHH

Nano-Trap シリーズ

『Nano-Trap (ナノトラップ) シリーズ』は、タンパク質の免疫沈降 (IP) 実験に最適な下記の各種担体を結合させた VHH 抗体です。シリーズの中で、GFP-Trap® (GFP トラップ®) は、GFP タンパク質の免疫沈降・精製で特に豊富な文献使用実績を誇る世界的な大ヒット製品です。



- アガロースビーズ (Agarose) : 非常に低いバックグラウンドおよび高い結合能を必要とする IP に最適
- 磁性アガロースビーズ (Magnetic Agarose) : 磁気分離および高い結合能を必要とする IP に最適
- 磁気ビーズ (Magnetic Particles M-270) : 磁気分離および非常に大きなタンパク質を対象とする IP に最適

■ GFP-Trap® (各種担体標識 GFP 抗体)

Proteintech Group, Inc.

メーカー略号 : PGI

エピトープ	アプリケーション	品名	標識	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
GFP AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, mClover (Clover A206K), TagGFP, Venus, YFP を含む	IP, Co-IP, ChIP, RIP	Anti GFP (GFP-Trap®)	Agarose	GTA-10	10 rxn	¥62,000	¥49,600
				GTA-20	20 rxn	¥104,000	¥83,200
			Magnetic Agarose	GTMA-10	10 rxn	¥62,000	¥49,600
				GTMA-20	20 rxn	¥104,000	¥83,200
			Magnetic Particles M-270	GTD-10	10 rxn	¥75,000	¥60,000
				GTD-20	20 rxn	¥124,000	¥99,200

抗体タイプ : Alpaca VHH 組換えモノクローナル抗体

その他 ChromoTek 製品

IP やイメージングに使用できる各種製品を販売しています。

- Nano-Secondary® (ナノセカンダリー) : 高解像度 & 低バックグラウンドを実現する次世代型ナノ二次抗体
- Chromobody® (クロモボディ) : 生細胞中の内在性タンパク質を可視化する蛍光ナノプローブ発現プラスミド
- DYKDDDDK Fab-Trap™ : 「抗 DYKDDDDK 組換えモノクローナル抗体 (Fab 領域)」を利用した IP 用抗体



■ DYKDDDDK Fab-Trap™ Agarose (アガロースビーズ標識 DYKDDDDK 抗体)

Proteintech Group, Inc.

メーカー略号 : PGI

エピトープ	アプリケーション	品名	標識	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
1x and 3x DYKDDDDK-tag sequence (1x and 3x Flag®-tag)	IP, Co-IP, ChIP, RIP, タンパク質 精製	Anti DYKDDDDK (DYKDDDDK Fab-Trap™)	Agarose	FFA-10	10 rxn	¥62,000	¥49,600
				FFA-20	20 rxn	¥104,000	¥83,200

抗体タイプ : Fab 領域 組換えモノクローナル抗体 (VHH 抗体ではありません)

ククロモテック VHH

お見積り・在庫照会・ご注文はお近くの販売代理店へ

取扱店

お願い / 注意事項

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

【希望販売価格】記載の希望販売価格は 2022 年 12 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

【使用範囲】記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<https://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —

TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)

FAX: 03-5632-9623

— 商品に関するお問い合わせ —

TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)

FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル